







#	Nº do item	Fabricante	Descrição do item	Em estoque	De	Por
1	4083.11	Optika	<p>Câmera 3,2 Megapixels Optika Optikam Pro 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Captura de Imagens e Vídeo com alto desempenho; • Adaptador C-Mount; • Acompanha o Software de Análise de Imagens OPTIKA VISION SOFTWARE; • Resolução: 2048 x 1536 pixels (3.2 Mpixel); • Sensor: CMOS 1/2"; • Tamanho do Pixel: 3.2 µm x 3.2 µm; • Área da Imagem: 6.55 mm x 4.92 mm. 	1	R\$ 5.935,78	R\$ 4.155,04
2	4083.12	Optika	<p>Câmera 5 megapixels com software Vision Pro Optika Optikam Pro 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Captura de Imagens e Vídeo com alto desempenho; • Adaptador C-Mount; • Acompanha o Software de Análise de Imagens OPTIKA VISION SOFTWARE; • Resolução: 2560 x 1920 pixels (5.0 Mpixel); • Sensor: CMOS 1/2,5"; • Tamanho do Pixel: 2.2 µm x 2.2 µm; • Área da Imagem: 5.70 mm x 4.28 mm. 	1	R\$ 8.508,59	R\$ 5.956,01
3	4083.CL5	Optika	<p>Câmera CCD Colorida Refrigerada de 5 Megapixels para Aplicações de Fluorescência Optikam Pro Cool 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicações em Fluorescência; • Adaptador C-Mount; • Acompanha o Software de Análise de Imagens OPTIKA VISION SOFTWARE; • Resolução: 2580 x 1944 pixels (5.0 Mpixel); • Sensor: CMOS 2/3"; • Tamanho do Pixel: 2.2 µm x 2.2 µm; • Área da Imagem: 5.70 mm x 4.28 mm. 	1	R\$ 26.383,37	R\$ 18.468,36









4	B-192	Optika	<p>Microscópio Binocular LED Objetiva Acromática 4, 10, 40, 100X Optika B-192:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iluminação por LED com ajuste de intensidade; • Oculares WF10X/18mm, cabeça com rotação de 360° e inclinação de 30°; • Objetivas Acromáticas de 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65 e 100X/1.25; • Condensador tipo ABBE 1.25N.A; • Ajuste de distância interpupilar e dioptria. 		1	R\$ 3.844,76	R\$ 2.691,33
5	B-600Ti	Optika	<p>Microscópio Trinocular IOS Objetiva Planacromática 4, 10, 20, 40, 100X Optika B-600Ti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iluminação halógena 12V/50W, ajuste de distância interpupilar e dioptria; • Oculares WF10X/22mm, cabeça com rotação de 360° e inclinação de 30°; • Objetivas planacromáticas com aumentos de 4X, 10X, 20X, 40X e 100X. 		1	R\$ 19.204,55	R\$ 13.443,18
6	B-353PLi	Optika	<p>Microscópio Trinocular LED IOS Objetiva Planacromática 4, 10, 40, 100X Optika B-353PLi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iluminação por LED ajuste de intensidade; • Oculares WF10X/20mm, cabeça com rotação de 360° e inclinação de 30°; • Objetivas planacromáticas com aumentos de 4X, 10X, 40X e 100X; • Condensador tipo ABBE 1.25N.A; • Ajuste de distância interpupilar e dioptria. 		1	R\$ 7.891,88	R\$ 5.524,32

7	GZ-416	Gyrozen	<p>Centrifuga para Bancada até 4.000rpm 2.774rcf Gyrozen GZ-416:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microcentrifuga Multiproposta; • Velocidade de até 4.000rpm / 2.774 xg; • Diversas opções para Rotores e Adaptadores; • Rotor autoclavável, resistente a química e riscos; • Silenciosa, ruído <52 dBa 		1	R\$ 14.614,60	R\$ 10.230,22
8	GZ-1730R	Gyrozen	<p>MicroCentrifuga Refrigerada de Bancada até 17.000 rpm/27.237rcf 220V com 12 adaptadores 0.2/0.5ml:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microcentrifuga Refrigerada; • Velocidade de até 17.000rpm / 27.237g; • Rotor de Ângulo Fixo com capacidade para 24 microtubos; • Adaptadores para microtubos de 0.2 e 0.5ml; • Rotor autoclavável, resistente a química e riscos; • Silenciosa, ruído <56 dBa 		1	R\$ 32.923,00	R\$ 23.046,10
9	GZ-1312BLUE	Gyrozen	<p>Mini Centrifuga Azul com Rotor de Angulo Fixo e Adaptadores Gyrozen 220V 50/60Hz-GZ-1312 Blue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velocidade de até 13.500rpm / 12.300 xg; • Capacidade para 12 x 2.0 ml, 4 x 8 tubos PCR Strips; • Adaptadores para microtubos de 0.2 e 0.5ml; • Rotor autoclavável, resistente a química e riscos; • Silenciosa, ruído <56 dBa. 		1	R\$ 8.833,00	R\$ 6.183,10

10	GZ-1312	Gyrozen	<p>Mini Centrífuga Azul com Rotor de Angulo Fixo e Adaptadores Gyrozen 220V 50/60Hz-GZ-1312 White:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velocidade de até 13.500rpm / 12.300 xg; • Capacidade para 12 x 2.0 ml, 4 x 8 tubos PCR Strips; • Adaptadores para microtubos de 0.2 e 0.5ml; • Rotor autoclavável, resistente a química e riscos; • Silenciosa, ruído <56 dBa. 		1	R\$ 8.511,80	R\$ 5.958,26
11	GZ-1312PINK	Gyrozen	<p>Mini Centrífuga Azul com Rotor de Angulo Fixo e Adaptadores Gyrozen 220V 50/60Hz-GZ-1312 Pink:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velocidade de até 13.500rpm / 12.300 xg; • Capacidade para 12 x 2.0 ml, 4 x 8 tubos PCR Strips; • Adaptadores para microtubos de 0.2 e 0.5ml; • Rotor autoclavável, resistente a química e riscos; • Silenciosa, ruído <56 dBa. 		1	R\$ 8.833,00	R\$ 6.183,10
12	30022011	Tecan	<p>Lavadora de Microplacas Tecan Hydroflex - Configuração ESPECIAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permite a lavagem de microplacas de 96 poços por tiras (pente com 8 vias); • Possui 2 canais para solução de lavagem e um canal para Esgoto; • Dispõe de dois frascos para Solução de Lavagem e um frasco para Esgoto. • Todos os frascos com monitoramento por sensores de nível; • Aplicações em Elisa e Biologia Molecular; • Sistema de separação por filtração à vácuo; • Sistema para Aplicação de Campo Magnético. 		1	R\$ 138.585,00	R\$ 97.009,50

14	30022011	Tecan	<p>Julabo F25 ME</p> <ul style="list-style-type: none"> Banho de Circulação para resfriamento ou aquecimento; Teclado para programação das temperaturas a serem aplicadas; Temperatura de trabalho: de -28 °C a +200 °C Estabilidade: +/- 0,02 °C. 		1	R\$ 45.780,00	R\$ 32.046,00
16	655075	Greiner	Microplaca 96 Poços Média Aderência Fundo Plano Cor Branca Greiner Lumitrac 200 Pacote com 5 Unidades		11	R\$ 36,00	R\$ 25,20
17	655076	Greiner	Microplaca 96 Poços Média Aderência Fundo Plano Cor Preta Greiner Fluotrac 200 Pacote com 5 Unidades		4	R\$ 36,00	R\$ 25,20

18	655096	Greiner	Microplaca 96 Poços Média Aderência Fundo Plano Transparente Cor Preta Greiner UVClear Pacote com 10 Unidades 	3	R\$ 200,50	R\$ 140,35
19	780270	Greiner	Microplaca Deep Well 96 Poços 2ml Fundo V Cor Natural Greiner Masterblock Pacote com 1 Unidade 	62	R\$ 15,95	R\$ 11,17
20	30020748	Tecan	Bandeja com 30 Poços 3ml Caixa com 25 para Tecan Profiblot T30 	1	R\$ 1.461,46	R\$ 1.023,02

21	960	HTL	Ponteira Descartável Universal não Estéril sem Filtro 200uL Caixa com 1000 para Pipetas em Geral		3	R\$ 150,00	R\$ 105,00
22	2902-3	HTL	Dosador Combitips 1,250mL Não Estéril Pacote com 50 para Eppendorf Repeaters		2	R\$ 125,00	R\$ 87,50
23	2906-3	HTL	Dosador Combitips 5mL Não Estéril Pacote com 50 para Eppendorf Repeaters		5	R\$ 160,00	R\$ 112,00
					[FLY-0012_2017_V9] [Queima Geral de Estoque]		